

Mit **SANIPRO** schnell, effizient und günstig zum höchsten Hygiene-Standard.

Die Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit sind seit der Corona-Pandemie allen Menschen bewusst geworden. Dieses Thema wird auch in Zukunft nicht mehr weg gehen. Um den heutigen Anforderungen höchster Hygiene gerecht zu werden, braucht es neuste Technologie, zertifizierte Reinigungs-Produkte und achtsamstes, kompetentes Vorgehen. **Dafür können Sie ein Gerät kaufen und von uns, die Anwendenden ausbilden lassen.**

SANIPRO

SANIPRO von Ghibli Sprühdesinfektionsgerät mit Mikrofeiner Vernebelungs-Technologie. Desinfektion ohne Wischen, ohne Nässe auf Oberflächen.



Das Gerät SANIPRO von der Firma Ghibli wurde entwickelt, um in dieser belastenden Corona-Zeit einen wertvollen Beitrag in der Desinfektion von Räumen zu leisten. Der Einsatz, die Handhabung kann von uns, von Mitarbeitern oder vom Reinigungsdienst ausgeführt werden.

Präsentation und Schulung SANIPRO Fr. 150 (plus Anfahrtsweg)

Beim Kauf eines SANIPRO-Geräts gibt es die Möglichkeit einer Präsentation und Schulung. Diese dauert ca. 1 – 1.5 Stunden. In dieser Zeit werden die Handhabung und alle Informationen vermittelt und es können alle Fragen beantwortet werden.

SANIPRO Gerät und Zubehör Fr. 1199 inkl. MwSt. und Lieferung

Ghibli SANIPRO vernebelt dank einer Hochleistungspumpe mit 20 Bar in Verbindung mit einer speziellen Sprühlanze und verschiedenen Keramik-Düsen das angesaugte Desinfektions-Gemisch so mikrofein, dass keine wesentliche Feuchte auf den benebelten Oberflächen und Gegenständen entstehen kann. Was auf den Oberflächen auftritt ist rasch verdunstet.

Am besten eignen sich hierzu Breitband- Desinfektionsmittel welche durch den hohen Pumpdruck optimal wirken. Dafür empfehlen wir das Hospital Hochkonzentrat von Cleanway.

Lieferumfang:

Gerät Ghibli SANIPRO mit 20 Bar Hochleistungs-Pumpe
 Sprühdüse
 3 unterschiedliche Keramik-Mikro-Düsen

Technische Daten:

Netzanschluss	220 Volt
Fassungsvermögen	12 ltr.
Pumendruck	max 20 Bar
Schallpegel	58 db (A)
Anschlusskabel	15 m
Länge Spiralschlauch	max.7.5 m
Baumasse	39 x 76 x 90 cm (Höhe Führungsbügel)
Gewicht	9.3 kg



Microvernebelung:	Menge mL pro Min.	Einsatzzeit pro Min.	Tropfengrösse im Mikrobereich (um)
Standartdüse grau	105	120	40
Sprühdüse grün	160	75	60
Sprühdüse orange	200	60	80

Geprüftes, zertifiziertes Desinfektions-Mittel

Cleanway Hospital Konzentrat ist ein Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat.

Cleanway Hospital Konzentrat ist wirksam gegen SARS-CoV-2, grampositive und gramnegative Bakterien, Hefen, Salmonellen, Listerien und behüllte Viren (begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV). Frei von Aldehyden, Phenolen und metallorganischen Wirkstoffen. Wirksamkeit bestätigt nach EN 1040 und EN 1275 (0,25 %/5 min).

Detaillierte Information im Downloadbereich:

EG-Sicherheit_Cleanway-Hospital_CH

Cleanway-Hospital-Information

Eigenschaften:

Das Produkt ist bei der Verarbeitung geruchsneutral, reinigungsaktiv und trocknet schlierenfrei.

VAH- und IHO-gelistetes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für eine optimale Flächendesinfektion

Anwendung, Einsatzbereich und Dosierung siehe Information auf dem Behälter und im PDF «Cleanway-Hospital-Information» im Download-Bereich unserer Homepage: www.1a-desinfektion.ch

Cleanway Hospital Superhochkonzentrat (Verdünnung je nach Anwendungsgebiet).

500 mL Fr. 45.50